



# CRYO V2



World  
Leading  
Manufacturer

[www.vacuactivus.com](http://www.vacuactivus.com)

## OVERVIEW

OVERVIEW

# "CRYO V2" YRA NAUJAUSIA SERTIFIKUOTA KRIO KAMERA RINKOJE!

2019 m. pristatytas „Cryo V2“ yra vienas iš naujausių rinkoje esančių modelių!

Modernus ir futuristinis dizainas, ergonomiška išorė ir galinga technologija yra geriausias krioterapijos sprendimas.

Dėl savo naujų technologijų šis modelis išlieka pranašesnis už konkurentų modelius.




TERMOVIZIJA



DEGUONIES MONITORIUS



DIDELIS VIDEO EKRANAS



**10.1**

JUTIMINIS EKRANAS

**6**

MĖNESIŲ  
NUMATIOMAS IG

**50+**

ŠALYSE INSTALIUOTA  
VACUACTIVUS

**3**

METŲ GARANTIJA

## K A I P T A I V E I K I A ?

### KRIOTERAPIJA

Ekstremaliai šalta temperatūra stimuliuoja odos receptorių, aktyvindama centrinės nervų sistemą ir jos reakcijas. Endorfinai, natūralūs organizmo skausmo inhibitoriai ir nuotaikos pakėlėjai, išleidžiami iš hipofizės ir nervų sistemos, kad pagerintų nuotaiką, energiją ir malšintų skausmą. Krioterapija taip pat pagerina kraujo ir limfos cirkuliaciją, kuri skatina toksinų ir medžiagų apykaitos atliekų pašalinimą. Ši suaktyvėjusi kraujotaka taip pat aprūpina raumenis ir vidaus organus deguonimi ir maistinėmis medžiagomis turtingu krauju, kad paskatintų ląstelių regeneraciją organizme.

### KAIP VEIKIA "CRYO V2"?

„CRYO V2“ naudoja labai šalto azoto pliūpsnius, net -170 laipsnių Celsijaus temperatūros, kad suaktyvintų natūralias organizmo reakcijas. Šalto oro gūsių sukelti tik per 2-3 minutes fiziologines reakcijas, kurios skatina sveikimą ir gijimą. Ši revoliucinė procedūra ne tik padidina kūno efektyvumą 30%, bet ir padidina organizmo atsigavimą 8 kartus greičiau nei įprastai. Privalumų sąrašas yra patobulinta raumenų ir sąnarių funkcija, skausmo malšinimas ir pašalinimas, suaktyvinta kraujotaka, lėtinio skausmo malšinimas ir greitas atsigavimas po traumų ar operacijų. Taip pat įrodyta, kad ši šaldymo procedūra sudegina iki 500-800 kalorijų, padidina medžiagų apykaitą, atpalaiduoja endorfinus, pagerina miegą, mažina celiulitą ir aktyvina kolageno sintezę. Krioterapijos kameros yra įdiegtos įvairiose vietose, tokiose kaip SPA centrai, medicinos klinikos, sport klubai, sanatorijos ir krioterapijos centrai. „Vacuactivus“ viso kūno krioterapijos kamerų modeliai, įskaitant „CRYO V2“, yra vienintelės rinkoje esančios kameros, vienodai paskirstančios azotą visam kūnui, naudojant keletą purkštukų.

**170**

LAIPSNIŲ ŠALČIO LAŠELIAI

**2 - 3**

MINUTE TREATMENTS

**30%**

DIDESNIS KŪNO EFEKTYVUMAS

**8**

KARTUS GREITESNIS ATSIGAVIMAS PO TRAUMOS AR OPERACIJOS

## PRIVALUMAI

### PRIVALUMAI NAUDOJANT SKYSTO AZOTO KAMERAS

- ☒ Sumažina atsistatymo laiką
- ☒ Tiekia raumenims deguonį ir maistines medžiagas
- ☒ Pagreitina grįžimą prie įprastos veiklos
- ☒ Padidina raumenų išsvermingumą
- ☒ Mažina nuovargį
- ☒ Pagerina organizmo atsipalaidavimą Reguliuoja miego įpročius ir kokybę
- ☒ Padidina jėgą ir išsvermę
- ☒ Pagerina sportinius rezultatus
- ☒ Mažina raumenų įtampą
- ☒ Pagerina sąnarių funkcionalumą
- ☒ Pakelia energijos lygį
- ☒ Padeda numesti svorį

#### Tinakami naudoti:

- ☒ Sanatorijose ir sveikatingumo centruose
- ☒ Grožio salonuose
- ☒ Medicinos klinikose
- ☒ SPA centruose
- ☒ Sporto klubuose



## FUNKCIJOS

### PAŽANGIOS TECHNOLOGINĖS SAVYBĖS IR ESTETIKA

- ⊞ Netiesioginė platinos purkštukų technologija
- ⊞ Automatinis kėlimas iki 150 kg
- ⊞ Automatinis durų atidarymas
- ⊞ „Android A3“ programinė įranga
- ⊞ Prailginimo pakylės aukšto taško kėlimui, įtrauktos į kėlimo sistemą
- ⊞ 10,1 colio/800 Hz ekranas
- ⊞ 7 'Antrasis ekranas
- ⊞ Pridedama azoto žarna ir jungtys
- ⊞ Pasirenkamas įvairių spalvų korpusas
- ⊞ Transportavimas ant ratų
- ⊞ Avarinio sustabdymo mygtukas
- ⊞ Stumkite duris avariniam sustojimui ir išėjimui
- ⊞ Sesijos skaitiklis ir laikmatis
- ⊞ „Wi-Fi“ ryšys
- ⊞ 3 automatinės ir 1 rankinės programos
- ⊞ Nustatykite numatytąją kėlimo padėtį
- ⊞ Minimali temperatūra: -120°C/-184F
- ⊞ Maksimali temperatūra: -170°C/280F
- ⊞ LED apšvietimas
- ⊞ Džiovinimo sistema



## DUK

### Į ką atkreipti dėmesį perkant "CRYO V2"?

**Efektyvus azoto vartojimas:** Mažesnės azoto sąnaudos sumažina jūsų eksploataavimo išlaidas, todėl padidėja pelningumas.



**Saugos funkcijos:** Vidiniai deguonies jutikliai, avarinio stabdymo įjungimas, neribotas automatinis durų atidarymas.



**Nuosekli gydymo temperatūra:** Dauguma prietaisų neužtikrina pastovios temperatūros viso gydymo metu. Vietoj to, sesijos metu temperatūra svyruoja aukštyn ir žemyn. Ieškokite prietaiso, kuris palaikytų temperatūrą visą gydymo laiką.



**Tolygus paskirstymas:** Dauguma kitų prietaisų per visą apdorojimą suteikia netolygų šaltį; todėl kai kurios kūno dalys neturi tokio paties poveikio. Ieškokite prietaiso, kuris tolygiai paskirstytų azotą.



### Kokios einamosios išlaidos?

Elektra ir skystas azotas.



**Kokio dydžio patalpoje gali būti "Cryo V2"?**

Minimum 2.5 metrai x 2.5 metrų.



**Kas įskaičiuota į kainą?**

Į kainą įskaičiuota įranga, pristatymas, montavimas, mokymas ir nemokamas aptarnavimas jūsų garantiniam laikotarpiui.

**Ar yra dar kokių nors mokesčių?**

Nėra jokių paslėptų ar nuolatinių mokesčių.

**Kas instaliuos mano prietaisą?**



Sertifikuotas serviso inžinierius instaliuos ir apmokys dirbti su prietaisu.

**Kada gausiu savo prietaisą po užsakymo?**



Jei "MB Hidromedica" turi savo prietaisą sandėlyje, įrangą gausite per 3–5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Jei neturi jūsų įrenginio, savo įrangą gausite per 8–10 savaitių nuo užsakymo pateikimo.

**Ar man reikia specialios kvalifikacijos prietaiso valdymui?**



Ne. "MB Hidromedica"s atstovai išmokys Jus naudotis prietaisu.

**Ar man reikia specialių leidimų naudotis prietaisu?**



Ne, tačiau „MB Hidromedica“ pateiks jums vadovą, kaip paruošti patalpas.

